



Measures in millimeters - Overall Equipment weight 230 kg

Doc 2839



# sin

Solutions Imagerie Vétérinaire



Console tactile avec tableau de constantes enregistrées fonction de la Région Anatomique et épaisseurs traversées.

Plateau flottant 4 mouvements  
Mise en veille automatique du générateur 30 minutes après le dernier tir de Rayons-X.

Kit de fixation sangles\*  
\* (\*Option)



Robuste, Puissante le déclenchement des Rayons -X s'effectue depuis une pédale "sabot" et ou depuis la console. déclenchement de la lumière collimateur depuis le collimateur, la console ou pédale de frein.



*Caractéristiques techniques:*

Puissance 32kW  
Fréquence technologie 100 kHz  
Courant Maximum 425 mA  
Voltage Tube Maximum 125 kV  
Double foyer dimension 0.6- 1.3 mm  
Tube à Anode tournante

Plateau Flottant quadri-directionnel  
Affichage console Kev & mAs ou Kev, mA et temps d'exposition  
Extinction automatique après 30 '  
240 Préreglages  
Alimentation Electrique 220V/20A